

RAININ LTS Tip Promotion

LTS Pipette Tip 구매시, 피펫 무상 교환

Why Rainin?

Rainin LTS™ LifeTouch™ 팁 배출 시스템은 팁을 로드하고 배출하는 데 필요한 힘의 양을 크게 줄이며, 피로와 반복 긴장 장애(RSI) 위험을 최소화합니다.

- LTS 팁은 최소한의 힘으로 샤프트와 단단하고 밀폐된 핏을 만듭니다.
- LTS 팁 상단의 Small sealing ring은 팁과 샤프트 사이의 마찰을 줄여줍니다.
- Positive stop은 팁이 과도하게 삽입되는 것을 방지하고 완벽한 밀봉을 보장합니다.



LTS Pipette Tip 프로모션

*문의: 1588-0180

- 프로모션: LTS 피펫 팁 (10, 20, 30 팩) 구매시, 피펫 무상 교환
 - 10 팩 구매시, 싱글 채널 수동 피펫 1개 무상 교환
 - 20 팩 구매시, 멀티 채널 수동 피펫 또는 싱글 채널 전동 피펫 1개 무상 교환
 - 30 팩 구매시, 멀티 채널 전동 피펫 무상 교환
- 조건: 피펫 팁과 무상 교환 피펫 수령시 기존 사용하던 피펫 반납 (*RAININ UNV 피펫 포함, 정상 작동 유무 관계없음)
- 프로모션 기간: 2025년 12월 31일까지 (발주서 접수 기준)
- 신청: 우측 QR Code 스캔 또는 bit.ly/4j2j0tR 접속



▲ 견적 요청하기

★ 대상 제품

*적합한 제품은 상담을 통해 안내 받으실 수 있습니다.



Racked Tip
- 탈부착 가능한 랙 커버



TerraRack™
- 가장 환경 친화적인 랙



StableRack™
- 더블 96 포맷 랙



Green-Pak™
- 개별적으로 밀봉된 리필



Green-Pak™ SpaceSaver™
- 친환경적인 리필 팁

Pipette

*Single Channel Manual Pipettes

	CATALOG No.	DESCRIPTION	VOLUME RANGE
Pipet-Life XLS+	17014393	L-2XLS+	0.1–2 µL
	17014388	L-10XLS+	0.5–10 µL
	17014392	L-20XLS+	2–20 µL
	17014384	L-100XLS+	10–100 µL
	17014391	L-200XLS+	20–200 µL
	17014405	L-300XLS+	20–300 µL
	17014382	L-1000XLS+	100–1000 µL
	17014416	L-1000XLSC+	100–1000 µL
	17014390	L-2000XLS+	200–2000 µL
	17011790	L-5000XLS	500–5000 µL
	17011783	L-10MLXLS	1–10 mL
	17011788	L-20MLXLS	2–20 mL

*Multichannel Manual Pipettes

	CATALOG No.	DESCRIPTION	VOLUME RANGE
Pipet-Life XLS+ Manual Multichannel	8-Channel		
	17013802	L8-10XLS+	0.5–10 µL
	17013803	L8-20XLS+	2–20 µL
	17013804	L8-50XLS+	5–50 µL
	17013805	L8-200XLS+	20–200 µL
	17013806	L8-300XLS+	20–300 µL
	17014496	L8-1200XLS+	100–1200 µL
	12-Channel		
	17013807	L12-10XLS+	0.5–10 µL
	17013808	L12-20XLS+	2–20 µL
	17013809	L12-50XLS+	5–50 µL
	17013810	L12-200XLS+	20–200 µL
	17013811	L12-300XLS+	20–300 µL
	17014497	L12-1200XLS+	100–1200 µL

LTS Tip

		VOL	QTY		FEATURES		
CATALOG No.	DESCRIPTION	MAX VOLUME	RACKS/CARTON	TIPS/CARTON	NON STERILIZED	STERILIZED	FILTER
Racked Tips	30389200	RT LTS 20µL 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	
	30389228	RT LTS 20µL S 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	
	30389225	RT LTS 20µL F 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	✓
	30389243	RT LTS 250µL 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	
	30389245	RT LTS 250µL S 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	
	30389249	RT LTS 250µL SW 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	
	30389239	RT LTS 200µL F 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	✓
	30389253	RT LTS 300µL 768A/8	300 µL	10	768	✓	
	30389255	RT LTS 300µL S 768A/8	300 µL	8	768	✓	
	30389254	RT LTS 300µL F 768A/8	300 µL	8	768	✓	✓
	30389211	RT LTS 1000µL 768A/8	1000 µL	8	768	✓	
	30389215	RT LTS 1000µL S 768A/8	1000 µL	8	768	✓	
	30389220	RT LTS 1000µL SW 768A/8	1000 µL	8	768	✓	
	30389212	RT LTS 1000µL F 768A/8	1000 µL	8	768	✓	✓
	30389230	RT LTS 1200µL 768A/8	1200 µL	8	768	✓	
	30389234	RT LTS 1200µL S 768A/8	1200 µL	8	768	✓	
	30389231	RT LTS 1200µL F 768A/8	1200 µL	8	768	✓	✓
	30389236	RT LTS 2000µL 480A/8	2000 µL	8	480	✓	
	30389238	RT LTS 2000µL S 480A/8	2000 µL	8	480	✓	
	30389237	RT LTS 2000µL F 480A/8	2000 µL	8	480	✓	✓
SpaceSaver	30389256	RT LTS 5000µL 192A/8	5000 µL	8	480	✓	
	30389257	RT LTS 5000µL S 192A/8	5000 µL	8	480	✓	
	30389291	GPS LTS 20µL 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	
	30389297	GPS LTS 20µL S 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	
	30389299	GPS LTS 250µL 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	
	30389301	GPS LTS 250µL S 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	
	30389303	GPS LTS 300µL 768A/8	300 µL	8	768	✓	
	30389304	GPS LTS 300µL S 768A/8	300 µL	8	768	✓	
Green-Pak	30389292	GPS LTS 1000µL 768A/8	1000 µL	8	768	✓	
	30389294	GPS-LTS 1000µL S 768A/8	1000 µL	8	768	✓	
	30389270	GP LTS 20µL 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	
	30389275	GP LTS 20µL S 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	
	30389274	GP LTS 20µL F 960A/10	20 µL ¹	10	960	✓	✓
	30389277	GP LTS 250µL 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	
	30389278	GP LTS 250µL S 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	
	30389276	GP LTS 200µL F 960A/10	200 µL ²	10	960	✓	✓
	30389271	GP LTS 1000µL 768A/8	1000 µL	8	768	✓	
	30389273	GP LTS 1000µL S 768A/8	1000 µL	8	768	✓	
	30389272	GP LTS 1000µL F 768A/8	1000 µL	8	768	✓	✓