



“이승보조기기,”

부축하기, 들어올리기, 이동하기와 같은 힘든 작업은 이제그만!

간호·간병현장에서
환자이동 문제를 한번에 해결!



이승보조기기란?

- 거동이 불편한 고령자나 환자를 필요한 장소나 위치로 이동시키는 기구입니다.
- 기존 이승 장치와 같이 환자를 매달기 위한 슬링 시트를 사용하지 않으므로 빠르고 안전하게 이송이 가능합니다.
- 두 사람의 시중이 필요했던 이승 시중을 한사람이 할 수 있기 때문에 업무의 효율성이 증가합니다.
- 이승 시 발생하는 낙상 방지에 매우 적합합니다.
- 다 기능 휠체어형 이승보조기기는 한 대로 휠체어, 샤워의자, 이동변기, 식탁의자 등 여러기능의 의자 역할을 수행하여 이승을 최소화 하기 때문에, 사용자와 보호자 모두 편안하게 이용하실 수 있습니다.

의료기기
제품

“휠체어형 다기능 환자 이송리프트 D11,,

Multifunctional patient Transfer Lift Chair



다양한 일상생활 현장에서 활용

화장실 - 환자가 쉽게 화장실에 갈 수 있습니다.
 목욕 - 본체 전체 방수 및 녹 방지 설계로, 목욕의자로 사용 가능합니다. 젖거나 녹이 슬 우려가 없습니다.
 식탁 - 4륜 캐스터 브레이크, 안전하고 미끄럼 방지 설계로 가족들과 맛있는 식사를 즐기세요.
 외출 - 의료용 범용 바퀴를 사용하여 안전하게 미끄럼을 방지합니다.
 간편히 이동해서 오랜 침대생활과 작별하세요.

180° 개폐 등받이

등받이가 180° 개폐가 가능하여 환자를 들어 옮길 필요가 없습니다. 이동으로 인한 간병인 부상, 환자 낙상 등 2차 피해를 감소 시킵니다.

전동 원터치 높이 조절


키를 눌러 높낮이를 자유롭게 조절합니다.
 다양한 현장의 높이 차이에 적용할 수 있습니다.

침대 최저 높이 10cm 까지 가능

베이스의 높이가 10cm로 낮아, 침대 아래에 쉽게 끼워 넣을 수 있어 이동이 편리합니다.

인체공학적 등받이

다양한 자세에 유연하게 구부러지는 인체공학적인 설계로 등받이만 따로 원터치로 분리가 가능하기 때문에 안전하고 간단하게 이용하실 수 있습니다.



기존제품
 딱딱한 등받이
 넓은 등받이판
 자세에 적용 불가능
 분리 불가능

자사제품
 유연한 등받이
 넓은 등받이판
 자세에 유연한 적용
 분리 가능

● 제품사양

| | |
|-----------|--------------------------|
| 모델명 | D-11 |
| 제품 무게 | 35 kg |
| 제품 사이즈 | W 595 X L 883 X H 965 mm |
| 좌석 너비 | 53 mm |
| 침대 최하 높이 | 180 kg |
| 출입문 최소 너비 | 10 cm |
| 리프트 고도 | 최저 80 cm 최대 95cm |
| 무소음 바퀴 적용 | O |
| 배터리 사용 | O |
| 구성품 | 이승의자, 충전기, 시트쿠션, 시트벨트 |