



“이승보조기기,”

부축하기, 들어올리기, 이동하기와
같은 힘든 작업은 이제그만!

간호 · 간병현장에서
환자이동 문제를 한번에 해결!



이승보조기기란?

- 거동이 불편한 고령자나 환자를 필요한 장소나 위치로 이동시키는 기구입니다.
- 기존 이승 장치와 같이 환자를 매달기 위한 슬링 시트를 사용하지 않으므로 빠르고 안전하게 이송이 가능합니다.
- 두 사람의 시중이 필요했던 이승 시중을 한사람이 할 수 있기 때문에 업무의 효율성이 증가합니다.
- 이승 시 발생하는 낙상 방지에 매우 적합합니다.
- 다 기능 휠체어형 이승보조기기는 한 대로 휠체어, 샤워의자, 이동변기, 식탁의자 등 여러기능의 의자 역할을 수행하여 이승을 최소화 하기 때문에, 사용자와 보호자 모두 편안하게 이용하실 수 있습니다.

“휠체어형 다기능 환자 이송리프트 TCM-01B,,

Multifunctional patient Transfer Lift Chair

의료기기
제품



다양한 일상생활 현장에서 활용

- 화장실** - 환자가 쉽게 화장실에 갈 수 있습니다.
침대 옆에 두고 이동 변기로도 쓸 수 있도록 이동 변기도 포함되어 있습니다.
- 목욕** - 본체 전체방수 설계로, 배터리와 리모콘을 분리하면 목욕의자로 사용 가능합니다.
젓거나 녹이 슬 우려가 없습니다.
- 식탁** - 2륜 캐스터 브레이크와 접이식 손잡이 구조로 편안하게 독서 또는 식사를 즐기세요.
- 외출** - 의료용 범용 바퀴를 사용하여 안전하게 미끄러움을 방지합니다.
간편히 이동해서 오랜 침대 생활과 작별하세요.

180° 개폐 등받이

여행, 화장실, 목욕, 치료 및 기타 간호 업무를 용이하게 하기 위해 휠체어에서 소파, 침대, 침대 및 기타 장소로 이동하는 문제를 해결합니다.

2가지 리프팅 모드

전용 리모콘 또는 배터리 터치 버튼으로 높이를 조절 할 수 있습니다. 필요에 따라 알맞은 높이로 조정하여 보다 편안하게 이동 하세요.

접이식 손잡이

접이식 손잡이 구조로, 앞이 막히지 않아 손 움직임을 위한 공간이 확보되어 편안한 식사, 독서 등이 가능합니다.

높은 안전성

의료용 무소음 바퀴, 전면 이중 풋 브레이크, 이중 버클 등 견고한 안전장치로 높은 안전성을 보장합니다.



침대




소파



식탁



화장실



● 제품사양

모델명	TCM-01B
제품 무게	34 kg
제품 사이즈	W 531 X L 758 X H 902 mm
좌석 너비	55 mm
침대 최하 높이	125 kg
출입문 최소 너비	12 cm
리프트 고도	60 cm
무소음 바퀴 적용	O
배터리 사용	O
구성품	이송의자, 충전기, 이동변기, 시트쿠션, 시트벨트, 리모컨