




재 질

- A Borosilicate glass
- B Polycarbonate
- C Polyamide (reinforced glass fibre)
- D Ethylene propylene diene polymer (EPDM)
- E Polyoxymetylen (POM)
- F Polyether ether ketone (PEEK)
- G Tefzel
- H Fluoro-rubber (Viton™)
- I Polypropylene
- J Polyamide (nylon)

	제품명	대응 컬럼	포장	코드 번호	재질	그림 속 번호
패킹 관련 제품	Packing Tube, HiScale 16/20	HiScale 16	1개	28986816		
	Packing Tube, HiScale 16/40	HiScale 16	1개	28986815		
	Packing Tube, HiScale 26/20	HiScale 26	1개	28980383		
	Packing Tube, HiScale 26/40	HiScale 26	1개	28964505		
	Packing Tube, HiScale 50/20	HiScale 50	1개	28980251		
	Packing Tube, HiScale 50/40	HiScale 50	1개	28964506		
	Spanner wrench, HiScale 16	HiScale 16	2개	28964776		
	Spanner wrench, HiScale 26	HiScale 26	2개	28964777		
	Spanner wrench, HiScale 50	HiScale 50	2개	28964778		
어댑터	Adapter, HiScale 16	HiScale 16	1개	28966383		1
	Adapter, HiScale 26	HiScale 26	1개	28966384		1
	Adapter, HiScale 50	HiScale 50	1개	28966385		1
넷 링	Net ring 20 µm (내경 16mm 컬럼용)	HiScale 16	5개	28966379	I, J	26
	Net ring 20 µm (내경 26mm 컬럼용)	HiScale 26	5개	28966380	I, J	26
	Net ring 20 µm (내경 50mm 컬럼용)	HiScale 50	5개	28966381	I, J	26
O-링	O-ring (내경 16mm 컬럼용)	HiScale 16	5개	19016301	H	23
	O-ring (내경 26mm 컬럼용)	HiScale 26	5개	28978227	H	23
	O-ring (내경 50mm 컬럼용)	HiScale 50	5개	28978228	H	23
서포트 스크린	Support screen (내경 16mm 컬럼용)	HiScale 16	5개	19065101	I	25
	Support screen (내경 26mm 컬럼용)	HiScale 26	5개	18937701	I	25
	Support screen (내경 50mm 컬럼용)	HiScale 50	5개	19066401	I	25
컬럼 튜브	Column tube, HiScale 16/20	HiScale 16	1개	28966646	A, B, C, D, E	8
	Column tube, HiScale 16/40	HiScale 16	1개	28966652	A, B, C, D, E	8
	Column tube, HiScale 26/20	HiScale 26	1개	28966648	A, B, C, D, E	8
	Column tube, HiScale 26/40	HiScale 26	1개	28966651	A, B, C, D, E	8
	Column tube, HiScale 50/20	HiScale 50	1개	28966649	A, B, C, D, E	8
	Column tube, HiScale 50/40	HiScale 50	1개	28966650	A, B, C, D, E	8
기타	Fingertight stop plug, 1/16" male, narrow head	HiScale 16, HiScale 26	5개	11000355	F	9
	Stop plug, 5/16" male	HiScale 50	5개	18111250	F	9
	Union 1/16" female / 1/16" female (PEEK)	HiScale 16, HiScale 26	5개	11000339	F	10
	Union 5/16" female / 5/16" female	HiScale 50	2개	18117351	F	10
	Fingertight connector, 1/16" male, narrow head	HiScale 16, HiScale 26	10개	18117263	F	12
	Connector 1/8" male	HiScale 50	10개	18112117	F	12
	Ferrules, 1/8" (☒)	HiScale 50	10개	18112118	G	11