



공 컬럼

Tricorn Column

< Tricorn 컬럼 본체 >



< Tricorn Packing Equipment >



	제품명	대응 컬럼	포장	코드 번호	재질	그림 속 번호
패킹 관련 제품	Packing connector 5/5		1개	18115321		6
	Packing connector 5/10		1개	18115322		6
	Packing connector 10/10		1개	18115323		6
	Tricorn Packing Equipment 5/50		1개	18115324		
	Tricorn Packing Equipment 10/100		1개	18115325		
어댑터	Tricorn 5 Adapter Unit	Tricorn 5	1개	28406406	A,D,E	1
	Tricorn 10 Adapter Unit	Tricorn 10	1개	28406407	A,D,E	1
필터	Tricorn 5 Filter Kit (5 mm Column) (탑 필터, 바틀 필터, O-링 각 5)	Tricorn 5	1식 * 1	29053586	A,D	3
	Tricorn 10 Filter Kit (10 mm Column) (탑 필터, 바틀 필터, O-링 각 5)	Tricorn 10	1식 * 1	29053612	A,D	3
글래스 튜브	Tricorn 5/20 glass tube	Tricorn 5/20	1개	18115304	B	4
	Tricorn 5/50 glass tube	Tricorn 5/50	1개	18115305	B	4
	Tricorn 5/100 glass tube	Tricorn 5/100	1개	18115306	B	4
	Tricorn 5/150 glass tube	Tricorn 5/150	1개	18115307	B	4
	Tricorn 5/200 glass tube	Tricorn 5/200	1개	18115308	B	4
	Tricorn 10/20 glass tube	Tricorn 10/20	1개	18115313	B	4
	Tricorn 10/50 glass tube	Tricorn 10/50	1개	18115314	B	4
	Tricorn 10/100 glass tube	Tricorn 10/100	1개	18115315	B	4
	Tricorn 10/150 glass tube	Tricorn 10/150	1개	18115316	B	4
	Tricorn 10/200 glass tube	Tricorn 10/200	1개	18115317	B	4
	Tricorn 10/300 glass tube	Tricorn 10/300	1개	18115318	B	4
	Tricorn 10/600 glass tube	Tricorn 10/600	1개	18115319	B	4
바텀 유닛	Tricorn 5 Bottom Unit	Tricorn 5	1개	18115301	A,D,E	5
	Tricorn 10 Bottom Unit	Tricorn 10	1개	18115310	A,D,E	5
기타	Tricorn Filter Tool		1개	18115320	E	
	Tricorn O-ring packing kit (7×1mm, 12×1mm 각 2)		1개 * 2	18115282	D	
	O-ring 3×1 mm (5 mm Columns)	Tricorn 5	2개	18115303	C	
	O-ring 7×1 mm (10 mm, 5 mm Columns Packing connector)	Tricorn 10, 5 mm Packing Connector	2개	18115312	C	
	O-ring 12×1 mm (10 mm packing connector)	10 mm Packing Connector	2개	18115326	C	
	Fingertight stop plug, 1/16" male, narrow head		5개	11000355		
	Storage/Shipping device		1개	18117643		

* 1 top filter, bottom filter, O-ring을 5 개씩 포함하고 있습니다.

* 2 O-ring 7x1 mm 및 O-ring 12x1 mm를 2 개씩 포함하고 있습니다.

재질

- A Polypropylene
- B Plastic-coated borosilicate glass
- C Perfluoro-rubber
- D Ethylene propylene diene monomer
- E Polyetheretherketone